

Form Fit® Nido d'ape - Cavigliera bivalva - Cod. 0626 (DX) – 0627 (SX)

E' un dispositivo medico CE

Indicazioni

Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità

Caratteristiche

Cavigliera bivalva a valve asimmetriche per il miglior adattamento alla morfologia malleolare.

Imbottitura a struttura tridimensionale con celle a nido d'ape.

Valve con scocca rigida e bordi flessibili per garantire stabilizzazione e comfort.

Talloniera regolabile con chiusura a strappo e pittogramma del piede che indica il corretto posizionamento. rapidità e facilità di applicazione grazie alle due cinghie di chiusura a strappo.

La cavigliera Form Fit® Nido d'ape è disponibile nella versione destra e sinistra.

Avvertenze

L'uso dell'ortesi impedisce la guida di veicoli. Per individuare la taglia nel modo più corretto, oltre alla misurazione, è consigliabile la prova del prodotto. Nonostante l'ortesi sia rimovibile, è consigliabile nella fase iniziale sino alla nuova consultazione medica, indossarla sia durante il giorno che la notte. La scomparsa del dolore non deve comportare la dismissione dell'ortesi senza il preventivo consiglio medico. Conservare in ambiente sano al riparo dal calore eccessivo, dall'umidità e dalla luce. Sono esclusi tutti gli utilizzi di questo presidio medico non riportati nelle indicazioni.

Composizione

Scocca: 100% polipropilene

Cinghie: 100% poliammide

Inserto nido d'ape: 100% elastomero

Corrispondenza taglie

Taglia	Altezza in cm
Taglia unica dx	25
Taglia unica sx	25

Posizionamento

La cavigliera Form Fit® Nido d'ape va indossata sopra una calza. Posizionare il tallone sulla talloniera nella direzione indicata dal pittogramma del piede. Le valve devono risultare bene aderenti alla caviglia. Se necessario regolare la distanza tra le due valve agendo sulla talloniera tramite la chiusura a strappo. Infilare il piede con l'ortesi in una calzatura comoda. Chiudere saldamente l'ortesi avvolgendo le due cinghie con la chiusura a strappo, iniziando da quella inferiore. Se, dopo qualche giorno le cinghie dovessero allentarsi, stringere di nuovo adeguatamente.

Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:

- pulire le parti in plastica con un panno umido
- le protezioni laterali removibili possono essere lavate a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri

- sciacquare accuratamente
- non strizzare
- lasciare asciugare orizzontalmente
- non stirare